

**40027 40028 40029 40030 40031 40034 40035 40036 40037 40040 40041
40042 40047 40048 40049 40050 40051 40052 40055 40058 40059 40060
40061 40063 40077**

Informació tècnica

Utilitat

Aquesta prova s'utilitza per determinar si hi ha o no presència d'un antigen eritrocitari concret en la membrana dels hematies.

Àmbit d'aplicació:

- Caracterització de donants de sang i/o teixits
- Estudi de l'especificitat d'anticossos irregulars (per diferenciar auto vs al·loanticòs)
- Nadons amb malaltia hemolítica
- Pacients al·loimmunitzats
- Interferències farmacològiques

Es pot demanar de forma individual, aparellat o dins d'un perfil. Habitualment els fenotips s'informen de forma aparellada amb el seu antigen antitètic si en té, per exemple fenotip Jka i Jkb o fenotip M i N.

Proves i perfils	Nom de la prova	Inclou	Codi	Codi antic	Es pot demanar per separat?
Prova	Grup ABO/RhD		40014	0009	Si
Perfils	Fenotip Rh	Fenotip Rh D	40027	0500	Si
		Fenotip Rh C	40028	0501	No
		Fenotip Rh c	40029	0502	No
		Fenotip Rh E	40030	0503	No
		Fenotip Rhe	40031	0504	No
	Fenotip eritrocitari	Fenotip Rh més fenotips: Cw, Kell, Cellano, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s P1, Lua, Lub, Lea, Leb	Veure codis individuals	Veure codis individuals	Si Alguns d'ells aparellats
Proves aparellades	Fenotips Kell, Cellano	Fenotip Kell	40034	0510	Si
		Fenotip Cellano	40035	0511	No, aparellat
	Fenotips Kpa, Kpb	Fenotip Kpa	40036	0512	No, aparellat
		Fenotip Kpb	40037	0513	No, aparellat
	Fenotips Fya, Fyb	Fenotip Fya	40041	0520	No, aparellat
		Fenotip Fyb	40042	0521	No, aparellat
	Fenotips Jka, Jkb	Fenotip Jka	40047	0530	No, aparellat
		Fenotip Jkb	40048	0531	No, aparellat
	Fenotips M,N	Fenotip M	40058	0550	No, aparellat
		Fenotip N	40059	0551	No, aparellat

	Fenotips S,s	Fenotip S	40060	0552	No, aparellat
		Fenotip s	40061	0553	No, aparellat
	Fenotips Lua, Lub	Fenotip Lua	40049	0535	No, aparellat
		Fenotip Lub	40050	0536	No, aparellat
	Fenotips Lea, Leb	Fenotip Lea	40051	0540	No, aparellat
		Fenotip Leb	40052	0541	No, aparellat
Proves individuals	Fenotip A1		40040	-	Si
	Fenotip Cw		40063	0560	Si
	Fenotip H		40077	0581	Si
	Fenotip P1		40055	0545	Si
Per a altres fenotips consultar el laboratori					

Mètode

Hemaglutinació

Valors de referència

Els resultats possibles són: Negatiu, Positiu, Positiu feble, No concloent

En el cas que el resultat sigui dubtós, per exemple per transfusions recents o presència d'un Coombs directe positiu als eritròcits, s'informa del mateix i s'indica la necessitat de realitzar estudis complementaris per la catalogació inequívoca del fenotip.

Temps de resposta

1 dia laborable

En cas de que formi part d'un estudi complex, el temps de resposta pot variar.

Informació sobre l'espècimen

Mostra: Sang total

Tub: Tub EDTA K3 10 ml

Volum mínim imprescindible: 5ml (nadons 2,5ml)

Estabilitat:

- A temperatura ambient: 2 dies
- En refrigeració (4-8°C): 7 dies

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada i/o incorrectament identificada.

Altres tipus de mostres acceptades: Tub citrat

Informació administrativa

Codi BST: veure taula de proves i perfils

Codi BST antic: veure taula

Descripció de la prova: Fenotip eritrocitàri

Sinònims: Antigen eritrocitàri, antígens de grup sanguini, fenotip extensiu

Secció: Immunohematologia

Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

Perfils

Fenotip Rh

Fenotip extensiu

Referències

- Especificacions tècniques de cada reactiu