



BANC DE SANG
I TEIXITS

TREPONEMA PALLIDUM, ANTICOSSOS IgG/IgM (CMIA, Architect)

81814

Informació tècnica

Utilitat

Detecció qualitativa d'anticossos IgG/IgM enfront a *Treponema pallidum* (TP) en sèrum i plasma humans incloent mostres recollides *post-mortem* (sense batec cardíac). La determinació dels anticossos enfront al *Treponema pallidum* s'utilitza per al diagnòstic de la sífilis i per evitar la transmissió del bacteri als receptors de sang, derivats sanguinis, cèl·lules, teixits i òrgans.

Mètode

Immunoanàlisis per quimioluminescència de micropartícules (CMIA).

Valors de referència

Els resultats possibles són:

- **Treponema pallidum, Anticossos IgG/IgM CMIA:** Reactiu, No reactiu, No valorable.

Algoritme diagnòstic

No aplica.

Temps de resposta:

2 dies laborables màxim

Informació sobre l'espècimen

Mostra: : Sèrum i/o plasma

Tubs: Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA, heparina o citrat sòdic com anticoagulant i/o tubs de sèrum amb o sense separador

Estabilitat:

Mostra d'individu viu:

- A temperatura ambient: ≤ 3 dies
- En refrigeració 2-8 °C: ≤ 7 dies Sèrum i ≤ 30 dies Plasma
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: no especificat, evitar múltiples processos congelació / descongelació

Mostra cadavèrica:

- A temperatura ambient: ≤1 dia
- En refrigeració 2-8 °C: ≤7 dies
- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: no especificat, evitar múltiples processos congelació / descongelació

Instruccions de transport: Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats i/o congelats a -20°C si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

Motiu de rebuig: Mostra molt hemolitzada, inactivada per calor i/o, mostra insuficient, mostra mal identificada.

Informació administrativa

Codi BST: 81814

Codi BST antic: 0131

Descripció de la prova: Treponema pallidum, Anticossos (IgG/IgM)

Sinònims: Sífilis TP, anticossos sífilis, anticossos Treponema Pallidum, anti-Treponema Pallidum CMIA

Secció: Laboratori de Seguretat Transfusional

Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

Perfils

No aplica.

Referències

- *Insert Kit test Abbott Architect Syphilis TP*
- Test amb marcatge CE d'acord amb la Directiva 98/79/CE