



## Informació tècnica

### Utilitat

Determinació del títol d'isohemaglutinines anti-A i/o anti-B

S'estudia en:

- Trasplantament de progenitors hematopoètics
- Trasplantament d'òrgan sòlid
- Malalties infeccioses
- Immunodeficiències
- Incompatibilitat ABO feto-materna

### Mètode

Hemaglutinació

### Valors de referència

Valor del denominador de la primera dilució amb un resultat positiu (1+)

Per exemple: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048...

### Algoritme diagnòstic

Proves i perfils	Nom de la prova	Inclou	Codi	Codi antic	Es pot demanar per separat?
Prova	Grup ABO/RhD		40014	0009	Si
Prova	Isohemaglutinines anti-A: IgM i IgG		40800	4911	No, aparellat amb grup ABO/RhD
Prova	Isohemaglutinines anti-B: IgM i IgG		40801	4912	
Perfil	Isohemaglutinines anti-A i anti-B : IgM i IgG		40805	-	

### Temps de resposta

1-2 dies

### Informació sobre l'espècimen

#### Mostra de sang

**Mostra:** Sang total

**Tub:** Tub EDTA K3 10

**Volum mínim imprescindible:** 10ml (pediàtric 5ml)

## TÍTOL D'ISOHEMAGLUTININES

### **Estabilitat:**

L'estabilitat de la mostra de sang és:

- A temperatura ambient: 2 dies
- En refrigeració (4-8°C): 7 dies

**Instruccions de transport:** preferiblement a temperatura ambient

**Motiu de rebuig:** Mostra molt hemolitzada

**Altres tipus de mostres acceptades:** cap

## **Informació administrativa**

**Codi BST:** veure taula de proves i perfils

**Codi BST antic:** veure taula

**Descripció de la prova:** Títol d'isohemaglutinines

**Sinònims:** anti-A, anti-B

**Secció:** Immunohematologia

**Tarifa BST:** Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

**Perfils:** no aplica

## **Referències**

- AABB Technical Manual. 21th edition. Editat per Claudia Cohn, MD, PhD; Meghan Delaney, DO, MPH; Susan T. Johnson, MSTM, MT(ASCP)SBBCM; Louis M. Katz, MD; Joseph (Yossi) Schwartz, MD, MPH:AABB 2023