



BANC DE SANG  
I TEIXITS

## HEPATITIS B, ANTICOSSOS ANTI-CORE IGM (ECLIA, e801)

80803

### Informació tècnica

#### Utilitat

detecció qualitativa d'anticossos IgM enfront a l'antigen del core del virus de la hepatitis B (IgM anti-HBc) en mostres de sèrum o plasma de individus vius. Es tracta d'un marcador d'exposició al virus de la hepatitis B i la seva determinació és d'utilitat per ajudar al diagnòstic de la infecció aguda o recent per VHB.

#### Mètode

Immunoanàlisis per electroquimioluminescència (ECLIA).

#### Valors de referència

Els resultats possibles són:

- **Hepatitis B, Anticossos anti-core IgM, ECLIA:** Reactiu, No Reactiu, No valorable.

#### Algoritme diagnòstic

No aplica.

#### Temps de resposta

2 dies laborables màxim.

### Informació sobre l'espècimen

**Mostra:** Sèrum i/o plasma

**Tub:** Alíquotes de 1-5 mL, tubs de plasma amb EDTA di i tri potàssic, heparina de liti, heparina de sodi, citrat sòdic, ACD, CPD, CP2D, CPDA com anticoagulants i/o tubs de sèrum amb o sense gel separador.

**Volum mínim imprescindible:** 1 mL

#### Estabilitat:

- A temperatura ambient: ≤ 7 dies
- En refrigeració: ≤ 14 dies

## HEPATITIS B, ANTICOSSOS ANTI-CORE IGM (ECLIA, e801)

- Mostra congelada igual o inferior a -20°C: 3 mesos (màxim 5 congelacions)

**Instruccions de transport:** Preferiblement a temperatura ambient si es tracta de tubs amb sang total i refrigerats si es tracta d'alíquotes de sèrum i/o plasma.

**Motiu de rebuig:** Mostra estabilitzada amb azida, mostra hemolitzada, mostra amb contaminació bacteriana evident, mostra insuficient, mostra mal identificada.

### Informació administrativa

**Codi BST:** 80803

**Descripció de la prova:** Hepatitis B, Anticossos anti-core IgM (ECLIA, e801)

**Sinònims:** Anti-HBc IgM Elecsys; Anti-HBc Cobas pro; Anti-HBc ECLIA

**Secció:** Laboratori de Seguretat Transfusional

**Tarifa BST:** Consultar les tarifes actualitzades [aquí](#).

### Perfils

Perfil	Proves incloses
Perfil detecció d'anticossos enfront al virus de la Hepatitis B (ECLIA, e801)	80802 Hepatitis B, Anticossos anti-core (IgG+IgM) (ECLIA, e801)
	80000 Hepatitis B, Anticossos anti-antigen de superfície (ECLIA, e801)
	80803 Hepatitis B, Anticossos anti-core IgM (ECLIA, e801)

### Referències

Insert kit de Elecsys Anti-HBc IgM (Roche).