



Enviar por e-mail a [bt@bst.cat](mailto:bt@bst.cat)

## 1. DATOS DEL HOSPITAL O CENTRO SOLICITANTE

**Centro implantador**

Dr. / Dra. Solicitante (nombre y apellidos)  Servicio

Dirección

CP  Población

Teléfono  E-mail

Dirección de entrega

CP  Población

**Centro facturación**

Teléfono  E-mail

CIF  Persona de contacto

Núm. Asegurado/Póliza

**Autorización**  Núm. Pedido/Orden compra

## 2. DATOS DEL RECEPTOR

Nombre y apellidos  Núm. HC

Edad  Diagnóstico

CIP / DNI

## 3. CIRUGÍA

Fecha  Hora  Lugar/Quirófano

## 4. TIPOS DE TEJIDO (Los tejidos marcados con el símbolo (\*) se generarán bajo demanda)

### Injertos particulados

	Cantidad		Cantidad
<input type="checkbox"/> <b>BT1009</b> CAN2 - Esponjosa en chips 2 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT3004</b> *CAN_CUB5 - Esponjosa en cubos 5 cc	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT1010</b> CAN5 - Esponjosa en chips 5 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT3006</b> *CAN_CUB10 - Esponjosa en cubos 10 cc	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT3011</b> CAN10 - Esponjosa en chips 10 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT3005</b> *CAN_CUB15 - Esponjosa en cubos 15 cc	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT3012</b> CAN15 - Esponjosa en chips 15 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT3007</b> *CAN_CUB30 - Esponjosa en cubos 30 cc	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT3013</b> CAN30 - Esponjosa en chips 30 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT1020</b> *GCAN 0.5 - Polvo esponjosa mineralizado 0,5 cc	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT3026</b> CE5 - Corticoesponjosa en chips 5 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT1016</b> Polvo cortical mineralizado 0,5 cc (0,25-0,85 mm)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT3027</b> CE10 - Corticoesponjosa en chips 10 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT1017</b> *Polvo cortical mineralizado 0,5 cc (0,5-0,85 mm)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT3028</b> CE15 - Corticoesponjosa en chips 15 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT1002</b> Polvo cortical mineralizado 1 cc (0,25-0,85 mm)	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <b>BT3029</b> CE30 - Corticoesponjosa en chips 30 cc	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> <b>BT1018</b> *Polvo cortical mineralizado 1 cc (0,5-0,85 mm)	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> <b>BT1004</b> Polvo cortical mineralizado 2 cc (0,25-0,85 mm)	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> <b>BT1019</b> *Polvo cortical mineralizado 2 cc (0,5-0,85 mm)	<input type="text"/>

# SOLICITUD DE TEJIDO ÓSEO LIOFILIZADO

## Fragmentos óseos

	Cantidad
<b>BT1006</b> CUBE - Cubo de esponjosa (1 x 1 x 1 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3023</b> CANBLOCK1.3 - Bloque esponjosa (1,3 x 1,3 x 3 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3024</b> CANBLOCK1.5 - Bloque esponjosa (1,5 x 1,5 x 3 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3025</b> CANBLOCK2.0 - Bloque esponjosa (2 x 2 x 3 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3015</b> ICW2 - Cresta ilíaca tricortical (1,2 x 3 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3016</b> ICW5 - Cresta ilíaca tricortical (1,5 x 3 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3017</b> ICW8 - Cresta ilíaca tricortical (1,8 x 3 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3018</b> ICW2-0 - Cresta ilíaca tricortical (2 x 3 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3019</b> ICW2-6 - Cresta ilíaca tricortical (2 x 6 cm)	<input type="text"/>
<b>BT1011</b> IS - Tira cresta ilíaca bicortical (2 x 2 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3014</b> IS2.6 - Tira cresta ilíaca bicortical (2 x 6 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3041</b> *CL12 - Esponjosa en taco cilíndrico (D = 12 mm)	<input type="text"/>
<b>BT3042</b> *CL14 - Esponjosa en taco cilíndrico (D = 14 mm)	<input type="text"/>
<b>BT3043</b> *ID14 Corticoesponjosa en taco cilíndrico (D = 14 mm)	<input type="text"/>
<b>BT3045</b> *FRAG_ESP_P_L Fragmento de esponjosa pequeño	<input type="text"/>
<b>BT3022</b> *FC - Cóndilo femoral	<input type="text"/>
<b>BT3002</b> *FH - Cabeza femoral	<input type="text"/>
<b>BT3020</b> FSSP - Placa cortical femoral (2 x 12 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3021</b> TSSP - Placa cortical tibial (1,5 x 10 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3044</b> FIBSP - Fragmento diáfisis peroné	<input type="text"/>

## Injertos blandos

	Cantidad
<b>BT1007</b> PFLS - Fascia lata periodontal (2,5 x 2,5 cm)	<input type="text"/>
<b>BT1008</b> FLR4.4 - Fascia lata (4 x 4 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3008</b> FLR - Fascia lata (6 x 6 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3009</b> FLM - Fascia lata mediana (3 x 15 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3010</b> FLL - Fascia lata grande (>70 cm <sup>2</sup> )	<input type="text"/>
<b>BT3031</b> PERIM - Pericardio mediano (3 x 5 cm)	<input type="text"/>
<b>BT3030</b> PERIL - Pericardio grande (6 x 6 cm)	<input type="text"/>

## Injertos desmineralizados

	Cantidad
<b>BT1001</b> DGC0,5 Polvo cortical desmineralizado 0,5 cc	<input type="text"/>
<b>BT1003</b> DGC1 Polvo cortical desmineralizado 1 cc	<input type="text"/>
<b>BT1005</b> DGC5 Polvo cortical desmineralizado 5 cc	<input type="text"/>
<b>BT1012</b> DBMPutty 1 cc Matriz ósea desmineralizada 1cc	<input type="text"/>
<b>BT1013</b> DBMPutty 2,5 cc Matriz ósea desmineralizada 2,5 cc	<input type="text"/>
<b>BT1014</b> DBMPutty 5 cc Matriz ósea desmineralizada 5 cc	<input type="text"/>
<b>BT1015</b> DBMPutty 10 cc Matriz ósea desmineralizada 10 cc	<input type="text"/>

## Observaciones

1. Declaro tener conocimiento y cumplir todas las disposiciones del RD Ley 9/2014 relacionadas con la utilización de tejidos humanos para trasplante.  
2. Acepto el compromiso de aportar información al banco emisor del tejido sobre las incidencias relacionadas con el trasplante y su evolución.

Núm. de Colegiado del médico/a

Fecha

Firma

El coste del transporte deberá asumirlo siempre el solicitante.